


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
		Halaman	: 1/2
COLONI COUNTER			
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Colony Counter		
Ruang Lingkup	Laboratorium Bakteriologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.		
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.		
Alat dan Bahan	1. COLONI COUNTER		
Fungsi	Untuk membantu menghitung jumlah koloni kuman		
Instruksi Kerja	1. Pastikan alat terhubung dengan supply PLN 2. Letakkan petridish yang telah tumbuh coloninya dibawah kaca pembesar. 3. Atur/putar skrup untuk memposisikan petridish di tengah bidang hitung. 4. Hitung jumlah koloni Setelah selesai cabut kabel listrik.		
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.		
Rekaman Mutu	-		
Referensi	Buku manual penggunaan alat		
VERIFIKASI			
Ka. Unit Laboratorium Terpadu PoltekNIK Kesehatan Kemenkes Surabaya  Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003			