


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode	: PJM -IK-LAB-i7-119-A6-B6
		Tanggal	: 7 Januari 2026
		Revisi	: 01
		INSTRUKSI KERJA UNIT LABORATORIUM TERPADU POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Halaman

VORTEX	
Tujuan	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah penggunaan Vortex
Ruang Lingkup	Laboratorium Toksikologi - Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Poltekkes Kemenkes Surabaya.
Petugas	1. Ka Unit Laboratorium Terpadu. 2. Ka Unit Laboratorium Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 3. Penanggung Jawab Dosen Pembimbing Praktikum, Laboran dan PLP 4. PJMK mahasiswa dari mata kuliah yang bersangkutan.
Alat dan Bahan	1. VORTEX
Fungsi	1. Menghilangkan kelembaban 2. Menyimpan zat-zat yang mudah teroksidasi 3. Menyimpan barang-barang yang mudah rusak
Instruksi Kerja	1. Hubungkan perangkat pada sumber listrik dengan line cord/kabel yang tersedia. 2. Nyalakan perangkat dengan menekan atau memutar saklar hingga berada pada posisi “ON”. 3. Atur kecepatan perangkat sesuai dengan kebutuhan. 4. Perlu diperhatikan untuk selalu memegang wadah penampung sampel dengan kuat agar tidak terlempar dan cairan bisa menjadi homogen.
Indikator	Alat dapat berfungsi secara baik saat digunakan.
Rekaman Mutu	-
Referensi	Buku manual penggunaan alat

VERIFIKASI	
Ka. Unit Laboratorium Terpadu Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya	
 Syaifudin ST.MT NIP. 197408012001121003	