






KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Kode	PJM-SOP-LAB-i1-04-A6-B6
	Tanggal	4 Januari 2024
	Revisi	1
	Halaman	1 dari 2 halaman
POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA 	Disahkan Oleh	DIREKTUR  Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc. NIP. 19710518 199403 1 001
	Nama S.O.P	Kalibrasi Alat Laboratorium Internal
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
1. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU No.1 tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja 3. Permenkes No 1691 tahun 2011 tentang Pengujian dan Kalibrasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2018 tentang Kelamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan no 394 tahun 2001 tentang institusi penguji	1. Melakukan cek kondisi alat 2. Dokumen alat yang membutuhkan kalibrasi 3. Dokumen usulan alat yang membutuhkan kalibrasi 4. Pelaksanaan kalibrasi internal	
Keterkaitan dengan SOP lain:	Peralatan yang digunakan :	
1. SOP Pembuatan Jadwal Penggunaan Laboratorium 2. SOP Pemeliharaan Alat Laboratorium 3. SOP Pengusulan Alat dan Bahan Praktikum	1. Formulir inventaris alat 2. Formulir pemeliharaan alat 3. Formulir penggunaan alat 4. Formulir bon peminjaman alat 5. Formulir bon pengembalian alat	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat : 1. Alat tidak dapat memberikan hasil optimal 2. Terganggunya proses belajar mengajar	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak setiap kali melakukan kalibrasi	

3. Ketidaknyamanan tempat bekerja	
4. Pemanfaatan alat tidak maksimal	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		PLP	Ka.Unit Lab Terpadu	Teknisi	Kalibrasi Eksternal	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Melakukan permohonan kalibrasi alat laboratorium disertai kelengkapan ke Ka.Unit Lab Terpadu.					Laporan	15 Menit	Formulir penggunaan alat laboratorium	
2	Kajian USG (urgency, seriously , growth) Ka.Unit Lab. Terpadu					Formulir penggunaan alat laboratorium	Kondisional	Koreksi dan persetujuan	
3	PLP berkoordinasi dengan teknisi (kalibrasi mandiri atau eksternal)		Ya			Laporan terkoreksi	15 Menit	Dokumen usulan kalibrasi	
4	Teknisi melakukan kalibrasi serta mengisi formulir kalibrasi alat laboratorium					Dokumen usulan kalibrasi	Kondisional	Formulir kalibrasi	
5	PLP menerima alat yang telah dikalibrasi dan formulir kalibrasi					Formulir kalibrasi	15 Menit	Alat lab yang terkalibrasi	
6	PLP melakukan penyimpanan alat dan dokumentasi					Alat lab yang terkalibrasi	Kondisional	Formulir penyimpan alat	

